

HARNAIS A USAGE UNIQUE OSMOSOHANDICAP.COM

Harnais universel à usage unique – soutient l'ensemble du corps lors des transferts généraux. Il est adapté à diverses personnes et opérations de levage. Le harnais soutient le corps entier, y compris la tête.

Le harnais convient parfaitement pour le levage, le transfert et le positionnement des personnes ayant un faible contrôle de leur tête et de leur corps. Il peut être utilisé à partir d'une position assise ou allongée, par exemple depuis le sol, un lit ou un fauteuil roulant.

Le harnais jetable Basic High est conçu comme un harnais général adapté à la plupart des situations de levage. Le harnais doit être utilisé pour un seul patient et ne doit PAS être lavé.

Il convient parfaitement pour les situations où un niveau élevé d'hygiène est requis et où le risque de contagion et d'infection est grand. Il convient de mettre au rebut le harnais une fois le patient sorti de l'hôpital, ou immédiatement après utilisation s'il est mouillé ou souillé.



Le harnais est fabriqué en polypropylène. Capacité de levage jusqu'à 205 kg. Fourni par boîte de 10 pièces.

